

サンゴバン フィルター テクノロジー



専用フィルターでパフォーマンスを最適化

型通りのフィルターでは、唯一無二のパフォーマンスを得られません。サンゴバンとのコラボレーションにより、豊富な継手ラインナップ、フィルター素材、フィルター構造から、お客様のニーズにあったフィルターを選ぶことができます。サンゴバンのエンジニアは、幅広いライフサイエンス用途に精通しています。お客様の仕様を満たし、性能を最適化するように設計された目的別フィルターを提供します。

ラインナップ

- ・ ディスク型
- ・ カートリッジ型
- ・ カプセル型
- ・ 有効ろ過面積 0.03 cm² ~ 2.6 m²

精製用途

- ・ 豊富なフィルター素材ライブラリー
- ・ 予備ろ過、無菌ろ過
- ・ 液体およびガス用途
- ・ 多段ろ過

接続

- ・ 40種類以上の標準継手オプション
- ・ インレット/アウトレットの組み合わせ
- ・ カスタマイズ可能

コラボレーションによるカスタマイズ

● 構成

- 15種類の標準サイズ
- カスタマイズ可能



ディスク型
4 mm - 90 mm
2.7" x 1.7"



カートリッジ型
Junior, Mid-Size,
Full-Size



カプセル型
Junior, Mini,
Mid-Size, Full-Size

● 接続

- 40以上の標準オプション
- インレット/アウトレットの継手は組み合わせ可能
- ベント接続可能
- カスタマイズ可能



ホースバブ



トリクランプ




クイックコネクト



ねじ式

● 精製用途

- 予備ろ過
- 無菌ろ過
- 多段ろ過
- 液体とガス



豊富な素材ライブラリー:

PES, PE, PTFE, ガラス繊維, PP, ナイロン
(メンブレン, 不織布, スクリーン), ポリエステル
スクリーン, ステンレススチールスクリーン

● パフォーマンス

- 予備ろ過
- 無菌ろ過
- 多段ろ過
- 液体とガス



最適化された性能を持ち、用途に適したろ過装置

ライフサイエンス向けのカスタム製品及びシステムを設計、開発、提供しています。
シリコンモールディング・ろ過技術・押出技術・カテーテルシステム・閉鎖系における高純度維持

重要: Saint-Gobain Performance Plasticsが供給する製品に対し、お客様が意図される用途への適切性と安全性はお客様ご自身でご確認ください。また全ての用途において、使用する全ての材料に対する法的要求事項への適合性につきましても、お客様の責任の下でご確認いただきますようお願いいたします。Saint-Gobain Performance Plasticsは、設計上、製造上などあらゆる用途において、製品の誤った使用により生じた不具合については、一切の責任を負いません。Saint-Gobain Performance Plasticsは、商品性および特定目的への適合性についていかなる黙示保証もいたしません。

原文は英語であり、邦訳化していますが、相違のある場合は英文カタログが優先されるものとします。製品の仕様、梱包、その他ここに記載されている事項についてはお客様へ事前の断りなく変更することがあります。

FLS-5371-1023-LSMC-JP-1 // © 2023 SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS



サンゴバン株式会社
機能樹脂事業部 ライフサイエンス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村10801-5
TEL:050-8882-6342 ls-japan@saint-gobain.com

