

お取引先様各位

2016年01月28日
サンゴバン株式会社
機能樹脂事業部

原材料変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、首記の件につきまして、以下のとおりご連絡申し上げます。

敬具

記

弊社米国プリマウス工場より輸入している製品のサプライチェーンで発生する変更につきましてお知らせいたします。

対象製品 : タンクライナーおよびバイオプロセスバッグ製品

変更の説明 : NOVA ケミカル社は、サンゴバンのフィルムサプライヤーに SCLAIR® 19G HDPE を供給しています。NOVA ケミカル社によれば、SCLAIR 19G HDPE の需要が年々低くなってきているため、SCLAIR 19G HDPE の製造を中止するとの意向の連絡が NOVA ケミカル社から弊社宛てにございました。SCLAIR 19G HDPE は、弊社上記対象製品の流体接触層フィルムに使用されている材料になります。

変更による影響 : 2018 年 8 月まで SCLAIR 19G HDPE を使用した現行フィルムの供給継続が保証されています。NOVA ケミカル社は、SCLAIR 19C HDPE を代替品として推奨しています。弊社は、SCLAIR 19C HDPE を使用したフィルムの評価（機能試験、生体適合性試験、物理化学試験、および溶出物試験）を実施する予定です。これら 2 種類の SCLAIR HDPE グレードは類似しているため、大きな違いはないものと思われます。

実施の時期 : 弊社は 2016 年 1 月中に皆様のバリデーション用にカスタマーサンプルをご利用できるよう準備しております。新規フィルムでのタンクライナーおよびバイオプロセスバッグ製品の製造への移行は、2018 年 1 月を目指しております。

次の段階 : 新規フィルム材料の評価が完了し次第、お知らせいたします。

お問い合わせ先 : 弊社営業もしくはカスタマーサービス (042-352-2102)

SCLAIR®は NOVA ケミカルズ社の商標です。

以上

(CN073115 - 1_J)