

変更通知

変更通知番号：2021-940-001

2021年1月13日

件名

諏訪工場で製造するホースアッセンブリ製品に使用するラベルのデザイン変更について

対象製品

弊社諏訪工場で製造されるすべてのホースアッセンブリ製品

変更の概要

弊社ライフサイエンス部門で取り組んでおります標準化の一環として、ラベルのデザインの変更を行います。また、品番及び長さ表記の方法を変更いたします。変更前後のデザインを資料1に示します。

変更による影響

製品自体の変更（材質・製造工程・検査工程・品番など）はありません。
ラベルのデザイン、また、品番及び長さ表記の方法が変更されます。

変更実施時期

2021年1月末生産品より、一部品番において新しい品番及び長さ表記の方法での生産を開始します。2021年3月末までに、全ての対象品番において新デザインのラベル、また新しい品番及び長さ表記の方法での生産を開始する計画です。

以上

坂口 修

ライフサイエンスジャパン ビジネスマネージャー

Osamu.Sakaguchi@saint-gobain.com

三澤 裕

諏訪工場 ライフサイエンスグループ 設計・品質リーダー

Yutaka.Misawa@saint-gobain.com

サンゴバン株式会社機能樹脂事業部

ライフサイエンスグループ

〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5

Tel 050-8882-6342

email ls-japan@saint-gobain.com

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部

諏訪工場 ライフサイエンスグループ

〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5

Tel : 050-8882-6342

変更通知番号：2021-940-001

Page 1 / 2

資料 1 :

		FGR
Product Code: 24F-UN15UN15-01000 Product Desc: FGR		
Lot no.: 2939815 Quantity: 1		
Manufactured by Saint-Gobain 10801-5 Haramura, Suwa-gun, Nagano 391-0106, Japan www.saint-gobain.co.jp		
		Form-FLS-Q31/Rev00

写真 1 新ラベルデザイン

PN : 24F — UN15UN15			
Length	1000	mm	
FGR			
Qty : 1	Lot : 2939815		
			 MADE IN JAPAN

写真 2 旧ラベルデザイン

品番及び長さの表記方法が変更となります。

旧表示では、品番の L 寸に対応する部分の表記を行わず、代わりとして L 寸を別に表記していました。品番の表記方法を変更し、L 寸の別表記を削除します。
品番の下 5 桁が L 寸 (mm) を表します。

24F-UN15UN15-01000