

## 変更通知

変更通知番号：2020-940-002\_Rev.1  
2021年7月16日

### 件名

Versilon™ 2001 の製造場所変更に関する事前変更通知 更新 1

### 対象製品

本変更が影響を及ぼす範囲は、資料 1 に記載の Versilon™ 2001 製品です。

### 変更の概要

2020年4月10日に Versilon™ 2001 製品の製造を、サンゴバン米国オハイオ州アクロン工場からサンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 諏訪工場(長野県諏訪郡原村 10801-5)に変更する事をお伝えいたしました(変更番号 2020-940-002<sup>※1</sup>)。本通知はその更新となります。この変更に伴い、梱包仕様に変更されます。変更前後の梱包仕様を資料 2 に示します。また本変更は、原材料変更(変更番号 2019-960-086<sup>※2</sup>)に合わせて実施します。

<sup>※1</sup> <https://www.saint-gobain.co.jp/jp/node/4084>

<sup>※2</sup> <https://www.saint-gobain.co.jp/jp/ppl/press/versilon-2001>

### 変更による影響・リスク評価

- ・使用する原材料及び原材料配合比率はサンゴバン・アクロン工場製品と変わりません。
- ・使用する原材料は、サンゴバン・諏訪工場の既存の認定サプライヤーから供給されます。
- ・サンゴバン・アクロン工場と同等の製造工程・工法により製造されます。
- ・諏訪工場における試験生産において、Versilon™ 2001 のチューブ特性に予期される変更はない(サンゴバン・アクロン工場製造品と同等)ことが確認されています。この結果を受け、製品の仕様や保存可能期間に変更は予定していません。
- ・梱包仕様に変更されます。製品の梱包に使用されるポリ袋は、製品に接着しにくいポリシートへ変更されます。また、一部製品の梱包箱サイズが変更となります。梱包箱及びラベルのデザインが弊社諏訪工場の仕様に変更となります(資料 3)。

### 変更実施時期

サンゴバン・アクロン工場における Versilon™ 2001 の原材料変更に合わせて、変更実施日は 2021年7月30日以降、日本国内におけるアクロン製在庫がなくなり次第、順次切り替えをおこなっていく予定です。移行の日程はお客様における承認手続き、弊社内での認定活動の実施状況により決定いたします。

以上

坂口 修

ライフサイエンスジャパン ビジネスマネージャー  
Osamu.Sakaguchi@saint-gobain.com

三澤 裕

諏訪工場 ライフサイエンスグループ 設計・品質リーダー  
Yutaka.Misawa@saint-gobain.com

**資料1 製造場所変更により  
影響を受ける製品番号**

|          |           |
|----------|-----------|
| AE300003 | AE3001502 |
| AE300007 | AE3001505 |
| AE300012 | AE3001506 |
| AE300017 | AE3001517 |
| AE300022 | AE3001518 |
| AE300027 | AE3001519 |
| AE300038 | AE3001520 |
| AE300046 | AE3001521 |

**資料2-1 変更前後の梱包仕様**

| 製品番号      | 米国アクロン工場製造 |        | 諏訪工場製造 |        |
|-----------|------------|--------|--------|--------|
|           | 梱包資材       | 梱包箱    | 梱包資材   | 梱包箱    |
| AE300003  | ポリバック      | C-1500 | ポリシート  | C-1600 |
| AE300007  | ポリバック      | C-1600 | ポリシート  | C-1600 |
| AE300012  | ポリバック      | C-1700 | ポリシート  | C-1700 |
| AE300017  | ポリバック      | C-1800 | ポリシート  | C-1700 |
| AE300022  | ポリバック      | C-1800 | ポリシート  | C-1800 |
| AE300027  | ポリバック      | C-2000 | ポリシート  | C-1800 |
| AE300038  | ポリバック      | C-2100 | ポリシート  | C-2000 |
| AE300046  | ポリバック      | C-2100 | ポリシート  | C-2000 |
| AE3001502 | ポリバック      | C-1500 | ポリシート  | C-1600 |
| AE3001505 | ポリバック      | C-1800 | ポリシート  | C-1700 |
| AE3001506 | ポリバック      | C-1900 | ポリシート  | C-1800 |
| AE3001517 | ポリバック      | C-1600 | ポリシート  | C-1600 |
| AE3001518 | ポリバック      | C-1600 | ポリシート  | C-1600 |
| AE3001519 | ポリバック      | C-1600 | ポリシート  | C-1600 |
| AE3001520 | ポリバック      | C-1700 | ポリシート  | C-1700 |
| AE3001521 | ポリバック      | C-2000 | ポリシート  | C-1800 |

### 資料2-2 梱包箱サイズ


| 梱包箱    | サイズ (mm) |     |     |
|--------|----------|-----|-----|
|        | 幅        | 奥行  | 高さ  |
| C-1500 | 210      | 220 | 50  |
| C-1600 | 260      | 270 | 50  |
| C-1700 | 280      | 290 | 70  |
| C-1800 | 360      | 370 | 80  |
| C-1900 | 440      | 450 | 80  |
| C-2000 | 510      | 520 | 100 |
| C-2100 | 620      | 630 | 130 |

### 資料3 変更前後の製品ラベル

変更前



変更後



#### 連絡先

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部  
 ライフサイエンスグループ  
 〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5  
 Tel : 050-8882-6342  
[ls-japan@saint-gobain.com](mailto:ls-japan@saint-gobain.com)

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部  
 諏訪工場 ライフサイエンスグループ  
 〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5  
 Tel : 050-8882-6342