



Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

タイゴン 2375 の加工助剤使用中止について

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。サンゴバン アクロン工場は、タイゴン 2375 の加工助剤の使用を中止します。詳細は以下のとおりです。

通知内容の説明

サンゴバン アクロン工場では、タイゴン 2375 の構成材料のサプライヤーから現状使用されている加工助剤の製造中止の通知を受け取りました。当該工場では当該加工助剤を使用しないチューブの製造を検討しており、タイゴン 2375 への使用を中止する予定です。

適用範囲

対象は、以下のチューブになります。

製品	品番
タイゴン 2375	AJK から始まる品番

影響/リスク評価

変更後のチューブの寸法と外観の特性を確認します。また FDA および EU の食品接触規制への準拠についても確認します。

本変更の食品衛生法適合への影響につきましては、今まで使用されていた物質をその使用されていた範囲内で使用して製造、輸入することから、引き続きポジティブリスト制度の経過措置の対象となるため影響はない見込みです。

実施予定

実施日は、2024 年 12 月下旬～2025 年第一四半期を予定しています。

変更後の製品の評価サンプル提供に関する情報は、今後の通知にてお知らせする予定です。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2024 年 7 月 9 日
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002
Email : ls-japan@saint-gobain.com
【FLS-ALE-197-C0-03431】