



Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

ビーバートン工場製ブレードチューブのポリエステル製ブレード変更について（更新1）

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。サンゴバン ビーバートン工場では、ブレードチューブに使用するポリエステル製ブレードを変更します。詳細は以下のとおりです。

（更新） 下線部が変更になります。

以前のアナウンスのリンク：<https://www.saint-gobain.co.jp/jp/plastics/press/20240117-2>

変更の説明

サンゴバン ビーバートン工場では、ポリエステル製ブレードのサプライヤーから現在使用中のポリエステル製ブレードが生産中止になる通知を受けました。代替メーカーは特定されており、ビーバートン工場では代替ブレードを検証しました。

適用範囲

対象は、以下のポリエステル製ブレードを使用しているブレードチューブ、ホースおよびそれらを用いた製品全般になります。

製品	品番
タイゴン 3370 IB	AHJ で始まる品番
サニテック STHT-R	STHT-R で始まる品番
STHT-R を用いたホースアッセンブリ一品	04R-, 06R-, 08R-, 10R-, 12R-, 16R-で始まる品番
STHT-R を用いたシングルユースアッセンブリ一品	FA2734

変更の影響/リスク評価

チューブ材料に変更はないため変更の影響は極めて小さいと考えられますが、外観が変わる可能性があります。また変更への影響が検証され、性能適格性評価（PQ）の概要報告書、抽出試験の概要報告書を提供可能になりました。

実施予定

実施開始日は2025年4～5月を予定しています。旧材料を用いた製品の在庫が消費されるまでの間、変更前後の製品が混在する場合があります。今後のご注文分に関しましては、新材料が使用された製品も含んだ提供となり、変更前後の選択はできかねますので、予めご承知おきくださいますようお願いいたします。

なお、旧材料を用いた製品に関しましては、入荷次第速やかに出荷いたします。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2025年4月21日
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002
Email : ls-japan@saint-gobain.com
【FLS-ALE-188- 23140-040-1】