

お客様各位

アクロン工場製タイゴン LMT-55 の印字方法の変更について

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。この度サンゴバンアクロン工場では、タイゴン LMT-55 の印字方法をインクジェットプリンターからレーザーマーカーによる印字へ変更します。詳細は以下のとおりです。

変更内容

サンゴバンアクロン工場では、製品の印字方法をインクジェットプリンターからレーザーマーカーによる印字に移行しています。この度、下記適用範囲のチューブの印字方法をレーザーマーカーによる印字に変更します。なお印字内容は、2025 年 12 月までは変更はありません。2025 年 12 月以降、製品名が変更になり、印字が TYGON® LAB LMT-55 に変更になります。



インクジェットプリンターによる印字例（上）とレーザーマーカーによる印字例（下）

適用範囲

対象は、以下のチューブになります。

製品	品番
タイゴン LMT-55	ALH から始まる品番

変更理由

この変更は、インクジェットプリンターにおけるインク供給へのリスクと不確実性を低減する目的で実施します。既にいくつかの製品はレーザーマーカーにより印字されており、高解像度で消えない印字となっています。

変更の影響/リスク評価

各種規制等への適合性に影響しません。また形状、機能等に影響しないため、この変更の影響は極めて小さいと考えられます。

実施期日

2025 年 11 月に実施予定となります。変更前の製品の在庫が消費されるまでの間、変更前後の製品が混在する場合があります。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2025 年 9 月 10 日

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス

〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5

TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002

Email : ls-japan@saint-gobain.com

【CO-05036-J】