


お客様各位

ピュアフィット SIB 製品(PFMS250 及び PFT375)の表示変更について

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。サンゴバン トラバースシティ工場では、ピュアフィット SIB 製品(PFMS250 及び PFT375)の表示内容を変更します。詳細は以下のとおりです。

変更の説明

サンゴバン トラバースシティ工場では、増加する需要に対応し事業継続性を高めるためピュアフィット SIB 製品の新規金型を導入します。その金型による製品表示（ロゴ）が以下のように変更になります。



適用範囲

対象は、以下の製品になります。

製品	品番
ピュアフィット SIB ミニシリーズ	PFMS250PPAF 及び PFMS250PVDF
ピュアフィット SIB T コネクタシリーズ	PFT375PPAF 及び PFT375PVDF

変更の影響/リスク評価

材料に変更ありません。また USP 等各種規制への適合にも変更はありません。新表示製品のバリデーション試験が行われ、エンドトキシン、生物学的反応性、バイオバーデン及び微粒子の各試験に適合しています。バリデーション概要レポートは、以下のリンクから閲覧およびダウンロードできます。

<http://www.biopharm.saint-gobain.com/traverse-city>

実施予定

新表示製品の生産は 2025 年 8 月末から実施しています。旧表示製品の在庫が消費されるまでの間、新旧表示の製品が混在する可能性があります。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業担当もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

敬具

2025 年 9 月 10 日
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部 ライフサイエンス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002
Email : ls-japan@saint-gobain.com
【CO-130-2024-018-J】