

タイゴン3350 サニタリー用シリコンチューブ

平滑性に優れ、変性し易い流体の移送に適した白金加硫シリコンチューブ

タイゴン3350は、高純度の流体を取扱うために開発されたシリコンチューブです。

タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。

加硫剤として白金化合物を使用していますので溶出が極めて少ないという特徴があり、変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。

製品特性

硬度(ショアA): 50(1秒値)

最高使用温度: 204°C

色: 半透明

材質: シリコン

品番	チューブ内径 [mm (inch)]	チューブ外径 [mm (inch)]	チューブ片肉厚 [mm (inch)]	巻長さ [m]
ABW00001	0.79 (1/32)	2.38 (3/32)	0.79 (1/32)	15
ABW00002	1.59 (1/16)	3.18 (1/8)	0.79 (1/32)	15
ABW00003	1.59 (1/16)	4.76 (3/16)	1.59 (1/16)	15
ABW00004	2.38 (3/32)	3.97 (5/32)	0.79 (1/32)	15
ABW00005	2.38 (3/32)	5.56 (7/32)	1.59 (1/16)	15
ABW00006	3.18 (1/8)	4.76 (3/16)	0.79 (1/32)	15
ABW00007	3.18 (1/8)	6.35 (1/4)	1.59 (1/16)	15
ABW00009	3.97 (5/32)	5.56 (7/32)	0.79 (1/32)	15
ABW00011	4.76 (3/16)	6.35 (1/4)	0.79 (1/32)	15
ABW00012	4.76 (3/16)	7.94 (5/16)	1.59 (1/16)	15
ABW00013	4.76 (3/16)	9.52 (3/8)	2.38 (3/32)	15
ABW00014	4.76 (3/16)	11.11 (7/16)	3.18 (1/8)	15
ABW00016	6.35 (1/4)	7.94 (5/16)	0.79 (1/32)	15
ABW00017	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	1.59 (1/16)	15
ABW00018	6.35 (1/4)	11.11 (7/16)	2.38 (3/32)	15
ABW00019	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	3.18 (1/8)	15
ABW00022	7.94 (5/16)	11.11 (7/16)	1.59 (1/16)	15
ABW00023	7.94 (5/16)	12.70 (1/2)	2.38 (3/32)	15
ABW00027	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	1.59 (1/16)	15
ABW00028	9.52 (3/8)	14.29 (9/16)	2.38 (3/32)	15
ABW00029	9.52 (3/8)	15.88 (5/8)	3.18 (1/8)	15
ABW00032	11.11 (7/16)	14.29 (9/16)	1.59 (1/16)	15
ABW00033	11.11 (7/16)	15.88 (5/8)	2.38 (3/32)	15
ABW00036	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	1.59 (1/16)	15
ABW00037	12.70 (1/2)	17.46 (11/16)	2.38 (3/32)	15
ABW00038	12.70 (1/2)	19.05 (3/4)	3.18 (1/8)	15
ABW00045	15.88 (5/8)	20.64 (13/16)	2.38 (3/32)	15
ABW00046	15.88 (5/8)	22.22 (7/8)	3.18 (1/8)	15
ABW00053	19.05 (3/4)	25.40 (1)	3.18 (1/8)	15
ABW00062	25.40 (1)	31.76 (1-1/4)	3.18 (1/8)	15
ABW00069	31.75 (1-1/4)	38.10 (1-1/2)	3.18 (1/8)	15
ABW00074	38.10 (1-1/2)	50.80 (2)	6.35 (1/4)	15



■特長/利点■

- 白金加硫のため溶出が極めて少ない
- 疎水性のため流体の流れを妨げない
- 適合規格: USPクラスVI

■代表的な用途■

医薬/化粧品製造プロセス
細胞と組織培養・無菌充填ライン
血液分析装置・液体クロマトグラフィー

品番	内径 [mm]	外径 [mm]	片肉厚 [mm]	巻長さ [m]
ABW1S1501	1.0	2.0	0.5	15
ABW1S1502	2.0	4.0	1.0	15
ABW1S1517	3.0	5.0	1.0	15
ABW1S1525	3.0	6.0	1.5	15
ABW1S1518	4.0	6.0	1.0	15
ABW1S1539	4.0	7.0	1.5	15
ABW1S1540	4.0	8.0	2.0	15
ABW1S1503	5.0	8.0	1.5	15
ABW1S1504	6.0	9.0	1.5	15
ABW1S1541	6.0	10.0	2.0	15
ABW1S1542	6.0	12.0	3.0	15
ABW1S1505	7.0	10.0	1.5	15
ABW1S1506	8.0	12.0	2.0	15
ABW1S1544	8.0	14.0	3.0	15
ABW1S1507	10.0	14.0	2.0	15
ABW1S1508	12.0	16.0	2.0	15
ABW1S1545	12.0	17.0	2.5	15
ABW1S1546	15.0	21.0	3.0	15
ABW1S1509	18.0	24.0	3.0	15
ABW1S1547	20.0	27.0	3.5	15

販売元: サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部
フルッドシステム(営業・カスタマーサービス)
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7
TEL: 03-6256-9703 FAX: 03-6256-9709
URL: <http://www.tygon.saint-gobain.co.jp/>

SAINT-GOBAIN