

## タイゴン 2375 耐薬チューブ【参考資料】

### 概要

**特徴**：可塑剤フリー、ケミカルトランスファー、食品飲料

**適合規格**：FDA (食品)、NSF、EU (食品)、REACH

**材質**：ポリオレフィン系

**最高使用温度**：54℃

**詳細**：詳しくは[英語版データシート](#)をご参照ください

### 日本での取り扱いサイズ

品番	内径		外径		片肉厚		巻長さ
	mm	(inch)	mm	(inch)	mm	(inch)	
AJK00002	1.59	(1/16)	3.18	(1/8)	0.79	(1/32)	15
AJK00003	1.59	(1/16)	4.76	(3/16)	1.59	(1/16)	15
AJK00004	2.38	(3/32)	3.97	(5/32)	0.79	(1/32)	15
AJK00007	3.18	(1/8)	6.35	(1/4)	1.59	(1/16)	15
AJK00009	3.97	(5/32)	5.56	(7/32)	0.79	(1/32)	15
AJK00012	4.76	(3/16)	7.94	(5/16)	1.59	(1/16)	15
AJK00017	6.35	(1/4)	9.52	(3/8)	1.59	(1/16)	15
AJK00022	7.94	(5/16)	11.11	(7/16)	1.59	(1/16)	15
AJK00027	9.52	(3/8)	12.70	(1/2)	1.59	(1/16)	15
AJK00029	9.52	(3/8)	15.88	(5/8)	3.18	(1/8)	15
AJK00038	12.70	(1/2)	19.05	(3/4)	3.18	(1/8)	15
AJK00046	15.88	(5/8)	22.22	(7/8)	3.18	(1/8)	15
AJK00053	19.05	(3/4)	25.40	(1)	3.18	(1/8)	15
AJK42064	25.40	(1)	34.92	(1-3/8)	4.76	(3/16)	7.5
AJK001502	2.0		4.0		1.0		15
AJK001517	3.0		5.0		1.0		15
AJK001518	4.0		6.0		1.0		15

製品の仕様、梱包、その他ここに記載されている事項についてはお客様へ事前の断りなく変更することがあります。(2019年8月26日現在)

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部

ライフサイエンス (営業・カスタマーサービス)

〒102-0083 東京都千代田区麴町3-7

TEL: 03-6256-9703 FAX: 03-6256-9709

[www.saint-gobain.co.jp/plastics](http://www.saint-gobain.co.jp/plastics)

